

SEQUENCE LISTING

<110> Mitsui Chemicals, inc.

<120> A method of determining a microorganism using RNA of a bacterial sample

<130> 18-0076-MCI

<150> JP 2018-058663

<151> 2018-3-26

<160> 15

<210> 1

<211> 18

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> Primer for Reverse Transcription

<400> 1

agacccggga acgtattc 18

<210> 2

<211> 23

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> Forward primer for PCR

<400> 2

gcaggcttaa cacatgcaag tcg 23

<210> 3

<211> 18

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> Reverse Primer for PCR

<400> 3

cgtaggagtc tggaccgt 18

<210> 4

<211> 19

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> Forward primer for PCR

<400> 4

gtccagactc ctacgggag 19

<210> 5
<211> 17
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> Reverse Primer for PCR

<400> 5
cctacgtatt accgcgg 17

<210> 6
<211> 16
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> Forward primer for PCR

<400> 6
agcagccgcg gtaata 16

<210> 7
<211> 23
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> Reverse Primer for PCR

<400> 7
ggactaccag ggtatctaata cct 23

<210> 8
<211> 23
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> Forward primer for PCR

<400> 8
aacaggatta gataccctgg tag 23

<210> 9
<211> 21
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> Reverse Primer for PCR

<400> 9
aattaaacca catgctccac c 21

<210> 10
<211> 21
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> Forward primer for PCR

<400> 10
tggtttaatt cgatgcaacg c 21

<210> 11
<211> 17
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> Reverse Primer for PCR

<400> 11
gagctgacga cagccat 17

<210> 12
<211> 18
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> Forward primer for PCR

<400> 12
gttaagtccc gcaacgag 18

<210> 13
<211> 22
<212> DNA
<213> Artificial

<220>
<223> Reverse Primer for PCR

<400> 13
ccattgtagc acgtgtgtag cc 22

<210> 14
<211> 22
<212> DNA
<213> Artificial

<220>

<223> Forward primer for PCR

<400> 14

ggctacacac gtgctacaat gg 22

<210> 15

<211> 18

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> Reverse Primer for PCR

<400> 15

agacccggga acgtattc 18