

## SEQUENCE LISTING

<110> Morinaga Milk Industry Co., Ltd.

<120> Method and Kit for Detection of Microorganism

<130> FP204-C9290

<150> JP2009-173566

<151> 2009-07-24

<160> 10

<170> PatentIn version 3.5

<210> 1

<211> 16

<212> DNA

<213> Artificial sequence

<220>

<223> primer 16S\_10F

<400> 1

agtttgatcc tggctc

16

<210> 2

<211> 16

<212> DNA

<213> Artificial sequence

<220>

<223> primer 16S\_1500R

<400> 2

ggctaccttg ttacga

16

<210> 3

<211> 25

<212> DNA

<213> Artificial sequence

<220>

<223> primer 16S\_1234F

<400> 3

ctacaatggc gcatacaaag agaag

25

<210> 4

<211> 25

<212> DNA

<213> Artificial sequence

<220>

<223> primer 23S\_1703R

<400> 4

ccttctcccg aagttacggc accat

25

<210> 5

<211> 19

<212> DNA

<213> Artificial sequence

<220>

<223> primer hlyA-F

<400> 5

tgcaagtctt aagacgcca

19

<210> 6

<211> 24

<212> DNA

<213> Artificial sequence

<220>

<223> primer hlyA-R

<400> 6

cactgcatct ccgtggtata ctaa

24

<210> 7

<211> 22

<212> DNA

<213> Artificial sequence

<220>

<223> primer ompA-F

<400> 7

ggatttaacc gtgaactttt cc

22

<210> 8

<211> 19

<212> DNA

<213> Artificial sequence

<220>

<223> primer ompA-R

<400> 8

cgccagcgat gttagaaga

19

<210> 9

<211> 22

<212> DNA

<213> Artificial sequence

<220>

<223> primer MMS-F

<400> 9

gggatattgt cccctgaaac ag

22

<210> 10

<211> 19

<212> DNA

<213> Artificial sequence

<220>

<223> primer MMS-R

<400> 10

cgagaataag ccgcgcatt

19