




【FIG. 1】




【FIG 2a】




【FIG 2b】



【FIG 2c】




【FIG 2d】




【FIG 3a】

Compression Test




【FIG 3b】




【FIG 4a】


Tensile Test




【FIG 4b】




【FIG 5a】




【FIG 5b】




【FIG 6】




【FIG 7】




【FIG 8】




【FIG 9a】




【FIG 9b】




【FIG 10】




【FIG 11】




【FIG 12a】




【FIG 12b】





【FIG 12c】



【FIG 13】



【FIG 14】



Live-dead staining of Hanwoo(14days) Live-dead staining of Chicken(8days)